

2017年5月10日

報道関係各位

腰痛など、介護従事者の身体的負担を軽減
「自動寝返り支援ベッド」を発売

角度や時間、速度などを細かく設定できる自動運転の寝返りサポート機能

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、介護者の身体的負担を軽減する「自動寝返り支援ベッド」を、全国の病院や介護福祉施設に向け、2017年5月中旬より発売いたします。

「自動寝返り支援ベッド」は、身体を動かすことが困難な方の寝返りを支援する自動運転の寝返りサポート機能により、ご家族や介護従事者をはじめとする介護者の介護負担を軽減します。介護者は、寝たきりの方の床ずれ防止のため、昼夜問わず2時間おきに体位変換をサポートする必要があり、度重なる体位変換での身体的負担による腰痛などが大きな課題となっています。そうした介護者が抱える課題を解決するため、「自動寝返り支援ベッド」を開発いたしました。


タイマー設定可能な自動運転の寝返りサポート機能は、見やすい液晶表示のコントローラーで角度や時間、速度などを細かく設定できます。また、操作しやすい手元スイッチによる手動運転も可能です。背上げ角度は最大72度、脚上げ角度は24度まで上がり、ベッドの高さは最大32cmまで下がるので車いすへの移乗が便利です。洗髪やシーツ交換など、必要に応じてヘッドボードとフットボードが簡単に脱着できます。

「自動寝返り支援ベッド」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「自動寝返り支援ベッド」商品概要



自動運転で左右に傾き、寝返りを支援(最大 25 度まで傾く)



最大 32cmまで下降し、車いすへの移乗に便利



設定コントローラー



手元スイッチ

【特 長】

1. 身体を動かすことが困難な方の寝返りを支援し、腰痛など介護者の身体的負担を軽減
2. 角度や時間、速度などを細かく設定可能な自動運転の寝返りサポート機能
(タイマー設定可)
3. 用途に合わせて、背上げ・脚上げ・高さ調節が可能
4. 脱着可能なヘッドボードとフットボード
5. ワンステップでロックと解除が可能なキャスター

【仕様・価格】

サイズ	全幅 93 × 全長 211 × 全高(ボトム高さ) 32 ~ 66cm
重量 / 耐荷量	115kg(ヘッドボードを除く) / 170kg
材質	スチール(エポポリ粉体塗装)、PP 樹脂
定格電圧 / 消費電力	AC100V / 130W
価格	オープンプライス

【発売日】 2017 年 5 月中旬

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:03-6741-5579