

2017年12月7日

報道関係各位

背中が丸くなってしまった方向けの車いす用クッション
「楽位置(らくいち)背クッション」を発売
「ズッコケ座り」を防止、背シートにかかる体圧を分散し、座位を安定

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指したブランド「リハテック」より、円背(えんばい)の方向けの車いす用クッション「楽位置背クッション」を、2017年12月15日(金)より発売いたします。

「楽位置背クッション」は、円背(背中が丸くなってしまっている状態)の方をサポートする車いす用クッションです。円背の方は、車いすに座る際に曲がっている背骨が背もたれに当たり、お尻が座面の前の方に滑ってしまう「ズッコケ座り」になりがちです。本商品は、左右独立した大小のエアバッグと上端にある横長のエアバッグにより、座った際に背中にかかる体圧を分散し、座位を安定させます。エアバッグに付属のポンプで空気を入れる仕様で、利用者の状況に合わせて空気の量を調整可能です。座位が左右のどちらかに傾く方は、傾く側のエアバッグに空気を多く入れていただくことで上体の傾きを防ぎます。

フランスベッドでは、これまでに円背の方の快適な暮らしをサポートすることを目的に、丸くなった背中ラインにフィットし楽な座り姿勢をキープする「円背サポートチェア ENN」や、一般的な杖よりも高さを低くした円背の方専用杖を展開しています。

円背の方向け車いす用クッション「楽位置背クッション」に関する概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

円背の方向け車いす用クッション「楽位置背クッション」商品概要



空気量を調整可能

【特長】

1. 高齢者などに多い円背の方向けの車いす用クッション
2. 背シートにかかる体圧を分散し、座位を安定させるエアバッグ
3. 利用者の状況に合わせてエアバッグの空気量を調整可能

【仕様・価格】

サイズ	【本体】:幅 44.5×高さ 50cm 【ポンプ】:直径 4.5×長さ 27cm
重量	【本体】:205g 【ポンプ】:77.5g
素材	【本体】:ポリウレタンフィルム、植物繊維、PU、PP 【ポンプ】:PP
価格(非課税)	11,800 円
価格(課税)	11,800 円(税抜)／12,744 円(税込)

【発売日】 2017 年 12 月 15 日(金)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413*
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります

<参考資料>

【円背の方向け商品紹介】

丸くなった背中ラインにフィットし楽な座り姿勢をキープ
「円背サポートチェア ENN」



ENN-01

ENN-02

- ・背もたれと腰部分の角度調節機能により、背中、骨盤を支え、楽な姿勢をキープ
- ・視線を上げ、食事や会話をサポート
- ・座面高は体格に合わせて三段階で調節可能
- ・座った状態で角度の調整が可能(レバー式)
- ・6度刻みの角度調節が可能

【通常の椅子】



体と背もたれのために空間ができ、背中や骨盤が支えられず、前かがみになり、視線が下がりやすい。

【円背サポートチェア ENN】



背と腰の角度調節機能により、背中、骨盤が支えられ、楽な姿勢をキープし、視線が上がる。

前かがみになってしまう方の歩行をサポート
「光る杖 ライトケイン」円背の方専用杖



- ・前かがみになってしまう円背の方が使いやすい高さで設計
- ・円背の方が握りやすい“横持ち”対応グリップ
- ・杖先に LED ライトを内蔵し、周囲に存在を知らせ、足元を照らして歩行をサポート

