

2017年6月1日

報道関係各位

免許不要、スタイリッシュなデザインで外出をサポート
ハンドル形電動車いす「スマートパル ライト」を発売
女性に嬉しい軽量設計、小回りが利き、狭い道でも安心安全

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指したブランド「リハテック」より、ハンドル形電動車いす「スマートパル ライト」を2017年6月中旬より発売いたします。

「スマートパル ライト」は、自転車に乗るのが苦手な方や、運転免許証の返納後も移動手段を必要としている方などのお出かけをサポートするハンドル形電動車いすです。発進などの操作が簡単で、スーパーへのお買い物など普段のお出かけを楽しくする、3輪タイプのスタイリッシュでスマートなデザインを採用しました。運転しやすいハンドル、女性に嬉しい軽量設計で狭い道でも小回りが利くので、運転に不慣れな方でも安心してお使いいただけます。また、転倒予防のため、前後に10度、左右に4度傾くと警告音を発し、ご利用者に伝えます。座席は45度と90度に回転するので、スムーズに乗り降りが可能。前方のカゴに加え、座席の下にも収納できるのでお買い物に最適です。充電は取り外しでき室内充電できるバッテリーで、満充電でおよそ12km走行できます。

なお、本商品を含むハンドル形電動車いすは、道路交通法上、使用者は運転免許を必要とせず、『歩行者』として扱われます。

ハンドル形電動車いす「スマートパル ライト」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

ハンドル形電動車いす「スマートパル ライト」商品概要



最小回転半径 95cm



乗り降りに便利な回転シート



わかりやすい操作ボタン



座席下の収納スペース

【特 長】

- ① 3輪タイプのスタイリッシュでスマートなデザイン
- ② 狭い道での小回りに対応し、女性に嬉しい軽量設計(重量 47kg)
- ③ わかりやすい操作ボタンで安心
- ④ 前後に10度、左右に4度傾くと警告音を発するなど、安全面に配慮
- ⑤ 買い物に便利な高い収納性

【仕 様】

サイズ	全幅 66.5×全長 119×全高 104cm ※杖ホルダー、ミラー含む
タイヤ	前輪:12 インチ、後輪:9 インチ ※ノーパンクタイヤ
重量	47kg(バッテリー含む) ※バッテリー重量:10.1kg
積載荷重	前カゴ:5kg
満充電時連続走行距離	約 12km ※走行条件により連続走行距離は変わります
充電時間	約 7 時間
実用安全登坂角度	10 度
最高速度	6km/h 傾斜センサー、減速センサー付き
最小回転半径	95cm
バッテリー	12V 11.6Ah×2
カラー	ブルーグレー

【価 格(非課税)】月額レンタル価格:12,800 円
 介護保険利用者負担 1 割:1,280 円
 介護保険利用者負担 2 割:2,560 円
 販売価格:268,000 円

レンタルのみ、傷害・対人対物保険付
 となります。
 事故による車両修理費は 5,000 円まで
 利用者負担となります。

【発売日】2017 年 6 月中旬

【製造/販売】フランスベッド株式会社

【販売先】フランスベッドが運営する「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
 フランスベッドホールディングス(株)
 経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
 フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
 ※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります