

2018年12月3日

報道関係各位

杖と傘が一体化、雨の日も晴れの日も歩行を快適に
「傘なるステッキ」発売
女性や小柄な方にも使いやすいサイズ展開

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指したブランド「リハテック」より、杖と傘が一体になった「傘なるステッキ」を、2019年1月中旬より発売いたします。

「傘なるステッキ」は傘の支柱に杖が内蔵されているため、杖を持つことに抵抗を感じる方にも使いやすいデザインで、おしゃれな傘の外見ながら、杖として歩行をしっかりと支えます。雨が降った際には傘から杖を取り出して、傘と杖を同時に使うことが可能です。女性や小柄な方に使いやすいサイズ感で、2段階調節機能付きのため体に合わせた調整が可能です。また、UVカット機能付きで雨の日だけでなく、晴れの日にも日傘としてもお使い頂けます。デザインは水玉とストライプの2タイプを展開します。

杖の使用に抵抗を感じる方は、雨傘を杖の代わりに使われるケースもあり、本来身体を支える目的で作られていない傘を杖として使用すると危険が生じます。「傘なるステッキ」は、こうした危険性や、傘と杖両方を持ち歩かなければいけない手間を解消し、雨の日も晴れの日も快適で安全なお出かけをサポートします。

「傘なるステッキ」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「傘なるステッキ」商品概要



水玉



ストライプ



傘カバー(水玉)



内蔵の杖を取り出し、傘と杖の同時使用が可能

【特長】

1. 杖の使用に抵抗ある方も使いやすいスタイリッシュな傘デザイン
2. 傘の支柱に杖を内蔵し、雨の日は杖と傘を同時に使用可能
3. 小柄な方に使いやすいサイズで2段階調節機能付き
4. UVカット機能付きで日傘としても使用可能
5. 異なるデザインの傘カバー2種(水玉・ストライプ)付き

【仕様】

サイズ(cm)	<ul style="list-style-type: none"> ・全長:75~77(2段階) ・内蔵杖の長さ:73~75(2段階) ・傘の長さ:55 ・傘を広げた大きさ:93
重量(g)	530(傘:325、杖:205)
デザイン	水玉、ストライプ
材質	アルミ、スチール、樹脂、ナイロン
希望小売価格	11,800円(税抜)／12,744円(税込)

【発売日】 2019年1月中旬

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

【初年度販売目標】 800万円

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
 フランスベッドホールディングス(株)
 経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
 フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
 ※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります