

2025 年 9 月 18 日

報道関係各位

フランスベッド、医療・福祉施設向けベッド内蔵型 「見守りケアシステム M-2R」を新発売

介護現場の ICT 活用をつぎのステージへ

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、ベッド利用者の離床動作を検知して通知するベッド内蔵型の「見守りケアシステム M-2R」を、全国の医療・福祉施設に向け、2025 年 9 月 18 日(木)より発売いたします。本製品は、現在展開中の「見守りケアシステム M-2」の後継機種です。



■8年ぶりの進化

2017 年に発売された、「見守りケアシステム M-2」は、センサーがベッド利用者の体動や動作などを検知することで、利用者の状態と安全を見守り、介助負担を軽減する、ベッド内蔵型の見守り機器として、全国の医療・福祉施設で高い評価を得てきました。

そして現在、医療・福祉業界を取り巻く環境は大きく変化しています。慢性的な人材不足、ICT 機器の進化、現場の業務効率化ニーズなど、これらに応えるため、「M-2R」が誕生しました。

■「M-2R」の主な特徴

従来機能に加えて操作性・連携性を大幅強化

体動・離床検知、体重測定などの従来機能はそのままに、UI/UX※を刷新した新管理システム「M-2 Care System」で、より直感的な操作が可能に。

ICT 連携で業務効率化を支援

Windows パソコン・スマートフォン(iOS/Android)でモニタリング・設定変更が可能。アラートはプッシュ通知で即時対応できます。(要・インターネット環境)さらに、ネットワークカメラ(オプション)と連携し、訪室タイミングの最適化を実現します。

センサー本体も進化

新カラー液晶コントローラに「タスクボタン」を搭載することで、登録済みの行動をボタン操作で簡易記録ができます。また、ナースコールボタン接続で簡易ナースコールとしても活用可能です。

新管理システム「M-2 Care System」は、既存の「M-2」導入施設でも利用が可能で、スムーズなアップグレードと現場の ICT 化を段階的に進められます。

フランスベッドでは今後も、「見守りケアシステム M-2R」のような高付加価値のある商品やサービスの提供を通じて、医療・福祉現場の生産性向上に貢献するとともに、環境問題や社会問題にも配慮した企業活動を一層推進し、「豊かさやさしさ」のある暮らしの実現を目指してまいります。


※UI(ユーザーインターフェイス)/UX(ユーザーエクスペリエンス): 製品やサービスの「見た目」や「使いやすさ」、「使った時の体験」を指す。

「見守りケアシステム M-2R」の商品概要

1) ベッド内蔵のセンサーで、利用者の状態や体動、離床動作を検知し、ナースコールやパソコン、スマートフォンへ通知します。




2) 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。



3) らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ

NEW


操作方法が表示されるので取扱説明書不要でどなたでも簡単に操作、設定ができます。



4) タスクボタン機能


NEW

3つのボタンに登録済みの行動(タスク)を割り当てられ、それぞれボタンを推した時刻の記録を残せます。



5) 体重測定機能

利用者様のおよその体重を測定できます。
体重の履歴表示が可能です。



6) 自動見守り再開安心機能

NEW

介助時や食事の際に一時停止しても、ベッド上に戻れば再設定することなく、自動で再開します。



利用者の状態をリアルタイムにモニタリング

NEW

スマホ・タブレット、複数の PC でリアルタイムに情報共有、操作が可能。

タイムリーなケア、リスク予測管理、ケアの質の向上、職員様の負担軽減に寄与します。



【オプション】

- 簡易コントローラ
- 呼吸・脈拍数センサー
- 周辺温湿度センサー
- カメラ連携
- ベッド連携
- 簡易ナースコール

【発売日】 2025 年 9 月 18 日 (木)

【価格】 オープンプライス

【製造／販売】 フランスベッド株式会社

■ 本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画部 広報課
TEL : 03-6741-5505 MAIL: kouhou@francebed.jp

■ 本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) 法人企画課 TEL : 03-5549-2936