

2020年6月11日

報道関係各位

運転免許返納により需要が高まるシニアカーの最新モデル
「ハンドル形電動車いす S747」の
販売および介護・一般レンタルを開始
転倒などのリスクに対応するため、安全性を向上

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指したブランド「リハテック」より、“安全性”と“使いやすさ”にこだわった「ハンドル形電動車いす S747」を展開し、2020年6月中旬より販売および介護・一般レンタルを開始いたします。

「ハンドル形電動車いす S747」は、利用者やご家族のために安全性を追求しました。タイヤは踏切内の線路溝へ入り込みにくい 80mm 幅を採用しています。また、タイヤと地面の境目が分かりにくい事から起きる『側溝や土手、駅のホームなどからの転落事故』を防ぐことを目的に、前輪部に色付き(黄色)のフェンダーを装着しました。さらに、転倒予防のため、前後に 10 度、左右に 4 度傾くと警告音を発する傾斜警告機能や、カーブでの自動減速機能を備えています。

ハンドルは、操作しやすい楕円型とし、速度や走行距離を表示する液晶モニターを搭載しています。買い物袋フックやリアバスケット、杖ホルダー、ドリンクホルダーなど、お出かけに便利な機能をつけました。満充電で約 25km(走行条件や環境などにより変動)走行可能です。また、取り外し可能なバッテリーとし、メンテナンス性を高めました。



フランスベッドホールディングス株式会社

本商品を含むハンドル形電動車いすは、道路交通法上、利用者は運転免許を必要とせず、歩行者として扱われます。警察庁の運転免許統計(2020年3月24日発表)によると、2019年の免許返納件数は60万件を超え、増加傾向にあります。こうした流れから、気軽に乗ることができ、近所への外出に最適なハンドル形電動車いすへのニーズは高まっています。フランスベッドの既存商品も好評であることから、今回、より“安全性”と“使いやすさ”を追及した「S747」を開発しました。

「ハンドル形電動車いす S747」に関する商品概要は下記の通りです。

「ハンドル形電動車いす S747」商品概要



【特長】

1. 踏切内での事故や転落事故に配慮した安心安全設計
2. 操作しやすい楕円形ハンドルや液晶モニターを採用し、使いやすさを追求
3. 買い物袋フックやリアバスケット、杖ホルダーなどお出掛けに便利な機能

【仕様・価格】

サイズ	全長 1,195×全幅 695×全高 1,160mm ※杖ホルダー、ミラー含む
タイヤ	前輪:10 インチ、後輪:10 インチ ※ノーパンクタイヤ
シート構造	前後位置調整式、アームレスト跳ね上げ式
シートサイズ	幅 470×奥行 380mm
バックサポート高さ	470mm
本体重量	約 100kg(バッテリー含む)
使用者最大体重	100kg(積載物含む)
満充電時連続走行距離	約 25km ※走行条件、環境などにより連続走行距離は変わります
充電時間	約 7 時間
最高速度	前進:6km/h 後退:2km/h
実用登坂角度	10 度
段差乗越え高さ	50mm
溝乗越え幅	100mm
最小回転半径	1,440mm
バッテリー	12V・30.2Ah×2(5 時間率)
カラー	ホワイト
月額レンタル価格	18,800 円(非課税)
介護保険利用者負担 1 割	1,880 円(非課税)
介護保険利用者負担 2 割	3,760 円(非課税)
販売価格	428,000 円(非課税)
TAIS コード	00200-000807

* 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割
(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。詳しくは市町村にご確認ください。

【発売・レンタル開始時期】 2020 年 6 月中旬

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関する問い合わせ先】

フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、全国の介護ショップ、全国の家具販売店、EC サイトなど

<開発担当者コメント>

フランスベッド株式会社 生産開発本部 商品開発部 機能商品開発課 大日向 隆

「ハンドル形電動車いす S747」の開発において、もっともこだわった点は安全性能です。開発にあたり、ハンドル形電動車いすの車幅(前輪の端)が視認しにくい為に誤って脱輪しまうリスクが指摘されていることを受けて設計を始めました。当社の既存製品は全て利用者から前輪が見える構造になっているのですが、その前輪位置が路面と明確に見分けられるように、「ハンドル形電動車いす S747」には前輪の動きに追従する視認性の高い色(黄色)のフェンダーを取り付けました。黄色のフェンダーはデザイン上のアクセントであると同時に、前輪が路面と同化しにくくし、見誤りによる踏切や溝などの段差への脱輪を防ぐ効果が期待できます。

また、利便性やデザイン性にもこだわっています。性別を問わずお使いいただける安定感のあるデザインで、買い物にも便利な大容量仕様ですので対象者を限定せず誰にでも使っていただきたいというのが開発担当者としての希望です。

※ 「ハンドル形電動車いす S747」の開発担当者への、取材等が可能です。
ご希望の方は広報 IR 課までお問い合わせください。

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL:03-6741-5505 Mail:kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※固定電話の場合:最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります