

2018年8月29日

報道関係各位

自主的な服薬をサポートし、家族や介護者の負担を軽減

服薬支援機器「e お薬さん®」の一般レンタルを開始

指定した時間に自動で薬を管理 離れた場所にいる人とも服薬状況を共有

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、エーザイ株式会社(本社:東京都)が開発した、薬の飲み忘れや過量服薬防止をサポートする服薬支援機器「e お薬さん®」のレンタルを2018年9月1日(土)より開始します。

「e お薬さん®」では、タイマー機能で1日最大4回の服薬時刻を指定して、1週間分の薬をセット可能です。指定時刻になると音声と画面表示でお知らせし、薬ケースが自動で押し出され服薬を促します。薬ケースが取り出されなかった場合はスヌーズ機能で繰り返しお知らせし、さらに指定時刻から40分経過すると薬ケースが自動で収納されるため、過量服薬の防止に役立ちます。また、専用クラウドを介した見守り支援機能では、服薬のタイミングをメールでお知らせし、服薬履歴はクラウド上に最大1年分保管され、1カ月単位で折れ線グラフなどの表の作成が可能。こうした機能により、ご家族や介護者の方が離れた場所にいてもご利用者の服薬状況を確認できます。

レンタルサービスをご利用いただくことで、服薬支援機器の利用に不安がある方や購入をご検討の方にお気軽にお試しいただけます。見守り支援機能に必要なインターネット環境が無いご家庭には、通信キットもあわせてレンタル可能で、初期費用はフランスベッドが負担いたします。また、機器の納品・設置・初期設定などをフランスベッドの専門スタッフがを行い、疑問や不安なくお使いいただけるようサポートいたします。

「e お薬さん®」の使用により、ご利用者の自主的な服薬や、ご家族や介護者の負担軽減のほか、規則正しい服薬により「残薬」(薬の飲み残しや飲み忘れ)が減り、追加処方なども不要となるため、薬剤費の軽減も期待されます。フランスベッドでは、本機器の使用普及を通して、介護人材不足といった課題解決、また高齢者の健康な生活の実現に向けて取り組んでまいります。

服薬支援機器「e お薬さん®」に関する商品概要は下記の通りです。




フランスベッドホールディングス株式会社

服薬支援機器「e お薬さん®」 商品概要



薬の取り出し記録を一覧表で表示

- * 本機器は医療機器ではありません。
- * 取扱説明書をよく読み、正しくご利用ください。



機器にメッセージを送信可能

【機器の特長】

1. タイマー設定で1回分の薬ケースを自動提供
2. 家族の声も録音できる音声機能と画面表示で服薬時刻をお知らせ
3. 鍵付きカバーと薬ケースの自動収納で過量服薬を防止
4. 離れた場所からも服薬を確認できる見守り支援機能※
5. 服薬記録をグラフ化、1年間保存可能
6. 利用者に向けたメッセージを機器に送信可能

※本機能のご利用には通信環境(通信キットやWi-Fi等)が必要となります。



服薬情報をメールで共有

【レンタルサービスの特長】

1. 服薬支援機器の利用に不安がある方や購入前にお試しとして利用可能
2. 自宅に通信機器がない場合、通信キットをあわせてレンタル可能で初期費用不要
3. フランスベッドの専門スタッフが機器の納品・設置・初期設定を実施

【仕様・価格】

サイズ(mm)	幅 402×奥行き 177×高さ 320
重量(kg)	3.5
電源	AC100V、50/60Hz
本体付属品	薬ケース×30個、前面カバーの鍵×2個、 薬ケース用シール(あさ・ひる・よる・ねる前) 初期設定通知書(クラウド登録)
月額レンタル価格(本体)	3,780円(税込)
月額レンタル価格(見守り支援用通信キット)	1,296円(税込) ※うち月額通信費 421円(税込)を含む ※通信の初期費用 3,240円(税込)はフランスベッドにて負担

【レンタル開始日】 2018年9月1日(土)

【製造元】 東進電機工業株式会社

【販売元】 エーザイ株式会社

【レンタル取扱】 フランスベッド株式会社

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL: 03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413※
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります