

2017年12月14日

報道関係各位

機能性とデザイン性を追求した高品質の電動リクライニングベッドシリーズ
「グランマックス」新型の介護および一般レンタルを開始
お部屋のインテリアに合わせやすい家具調の介護ベッド

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、機能性とデザイン性を追求した高品質の電動リクライニングベッドシリーズ「グランマックス」の介護および一般レンタルを、2018年1月上旬より開始いたします。

「グランマックス」シリーズは、フランスベッドの高級ベッドと医療・介護用ベッド分野で培った実績と技術を反映し、高い品質と高級感漂うデザインに加え、健康維持を目的とした快適な眠りのための機能を備えたアクティブシニア向けのベッドシリーズです。リクライニング機能や昇降機能などを搭載することで、寝起き動作の負担軽減や読書やテレビ観賞などの日常生活を楽しむ空間を創出します。また、万が一身体に支障をきたした場合には、家庭用介護ベッドとしても利用できる商品です。

今回介護および一般レンタルを開始する商品は、お部屋のインテリアに合う家具調のデザインの「GX-05」と、便利なキャビネット付きの「GX-06」の2型(それぞれ2サイズ)です。いずれも背上げ・脚上げ機能にくわえ、上下昇降機能を備えています。雑誌やティッシュボックスの置ける「GX-06」は、コンセント付きでタブレット端末も置くことができます。また、高温多湿な日本の気候に合わせてフランスベッドが開発した、高通気性の高密度連続スプリングを採用したマットレス「RH-THF」(2サイズ)もレンタルの対象となります。

「グランマックス」シリーズの介護およびレンタル対象の商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

電動リクライニングベッドシリーズ「グランマックス」 レンタル対象商品概要



「GX-05」



「GX-06」

- 【特長】**
1. 木目が美しい専用のヘッドボードを採用し、高級感漂うデザイン
 2. 背上げ、脚上げ、背・脚上げ連動、高さ調節可能(3 モーター)
 3. 手元スイッチで簡単操作



「GX-06」は便利なキャビネット付き

【仕様・価格】

■GX-05 F-R 97 幅シングル

	GX-05 F-R 970 固定脚	GX-05 F-R 970 キャスター脚
サイズ(cm)	全幅 108×全長 205.7×全高 80.8～116.8 ボトム面高 26.5～62.5(ストローク 36)	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:～78 度、脚上げ:～35 度	
重量(kg)	109	
耐荷量(kg)	100	
月額レンタル価格	14,580 円(税込)	15,120 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,458 円(税込)	1,512 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	2,916 円(税込)	3,024 円(税込)
販売価格	410,400 円(税込) 本体価格 380,000 円	421,200 円(税込) 本体価格 390,000 円
TAIS コード	00200-000602	00200-000603

■GX-05 F-R 122 幅セミダブル

	GX-05 F-R 1220 固定脚	GX-05 F-R 1220 キャスター脚
サイズ(cm)	全幅 133×全長 205.7×全高 80.8～116.8 ボトム面高 26.5～62.5(ストローク 36)	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:～78 度、脚上げ:～35 度	
重量(kg)	126	
耐荷量(kg)	100	
月額レンタル価格	16,740 円(税込)	17,280 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,674 円(税込)	1,728 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	3,348 円(税込)	3,456 円(税込)
販売価格	453,600 円(税込) 本体価格 420,000 円	464,400 円(税込) 本体価格 430,000 円
TAIS コード	00200-000604	00200-000605

■GX-06 C-R 97 幅シングル

	GX-06 C-R 970 固定脚	GX-06 C-R 970 キャスター脚
サイズ(cm)	全幅 107×全長 213.1×全高 95~131 ボトム面高 26.5~62.5(ストローク 36)	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:~78 度、脚上げ:~35 度	
重量(kg)	111	
耐荷量(kg)	100	
月額レンタル価格	14,580 円(税込)	15,120 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,458 円(税込)	1,512 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	2,916 円(税込)	3,024 円(税込)
販売価格	410,400 円(税込) 本体価格 380,000 円	421,200 円(税込) 本体価格 390,000 円
TAIS コード	00200-000615	00200-000616

■GX-06 C-R 122 幅セミダブル

	GX-06 C-R 1220 固定脚	GX-06 C-R 1220 キャスター脚
サイズ(cm)	全幅 132×全長 213.1×全高 95~131 ボトム面高 26.5~62.5(ストローク 36)	
ボトム最大傾斜角度	背上げ:~78 度、脚上げ:~35 度	
重量(kg)	128	
耐荷量(kg)	100	
月額レンタル価格	16,740 円(税込)	17,280 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	1,674 円(税込)	1,728 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	3,348 円(税込)	3,456 円(税込)
販売価格	453,600 円(税込) 本体価格 420,000 円	464,400 円(税込) 本体価格 430,000 円
TAIS コード	00200-000617	00200-000618

上記 4 型

- ・素材 : フレーム・・・化粧板、積層合板、スチール、ABS 樹脂/ボトム・・・ワイヤーメッシュ
- ・電源 : AC100V、50/60Hz、180W

■マットレス RH-THF

	RH-THF 97 幅 シングル	RH-THF 122 幅 セミダブル
サイズ(cm)	幅 97×長さ 195×厚さ 19	幅 122×長さ 195×厚さ 19
重量(kg)	21	25.5
素材	高密度連続スプリング	
月額レンタル価格	2,040 円(税込)	2,040 円(税込)
介護保険利用者負担 1 割	204 円(税込)	204 円(税込)
介護保険利用者負担 2 割	408 円(税込)	408 円(税込)
販売価格	97,200 円(税込) 本体価格 90,000 円	118,800 円(税込) 本体価格 110,000 円
TAIS コード	00200-000601	00200-000580

【発売日・レンタル開始日】 2018 年 1 月上旬

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッドが運営する「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413*
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります