

2020年4月8日

報道関係各位

介護者の身体的負担を軽減し、離職率改善に貢献する
「自動寝返り支援ベッド」が人材確保等支援助成金の
新設項目「体位変換機能を持つベッド」対象機器に認定

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)が展開する、「自動寝返り支援ベッド」が、令和2年4月1日より人材確保等支援助成金の「介護福祉機器助成コース」の助成対象に新しく追加される「体位変換機能を持つベッド」の対象機器に認定されました。

人材確保等支援助成金は、事業主等の雇用管理改善、生産性向上等の取組みによる助成を通じて、従業員の職場定着の促進等を図ることを目的としています。「介護福祉機器助成コース」では、対象の介護福祉機器を導入することにより職員の離職率を下げること、介護事業主が助成を受けられます。労働環境の改善が見られた場合に機器導入費用の25%の助成が受けられる機器導入助成と、離職率の低下が見られた場合に機器導入費用の20%、または生産性の向上が見られた場合は機器導入費用の35%の助成が受けられる目的達成助成(いずれも上限150万円)の2段階支給となっており、最大で60%の助成が受けられます。*

「自動寝返り支援ベッド」は、身体を動かすことが困難な方の寝返りを支援する自動運転の『寝返りサポート機能』を備え、利用者の体圧を分散し床ずれを予防します。また、寝返り角度や時間、速度などを細かく設定でき、24時間自動的に作動する『自動運転機能』により、昼夜問わず体位変換をサポートする介護者の身体的・精神的負担を軽減します。

今回、「自動寝返り支援ベッド」の導入による介護者の労力軽減や生産性向上、離職率の改善への貢献が評価され、人材確保等支援助成金における「体位変換機能を持つベッド」に採択されました。フランスベッドでは、「自動寝返り支援ベッド」のさらなる普及により利用者様のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上貢献を目指し、「豊かさややさしさ」のある暮らしの実現に尽力してまいります。

「自動寝返り支援ベッド」に関する商品概要は下記の通りです。

※詳細については厚生労働省のWEBサイトを参照。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html



フランスベッドホールディングス株式会社

〒163-1106 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 6階 TEL:03-6741-5501 FAX:03-6741-5500 <https://www.francebed-hd.co.jp>

「自動寝返り支援ベッド」商品概要



自動運転で左右に傾き、寝返りを支援(最大 25 度まで傾く)



ボトム面最大 32cmまで下降し、車いすへの移乗に便利



設定コントローラー



手元スイッチ

【特長】

1. 身体を動かすことが困難な方の寝返りを支援し、腰痛など介護者の身体的負担を軽減
2. 角度や時間、速度などを細かく設定可能な自動運転の寝返りサポート機能(タイマー設定可)
3. 通常の介護ベッドと同様に用途に合わせて、背上げ・脚上げ・高さ調節が可能
4. 脱着可能なヘッドボードとフットボード
5. ワンステップでロックと解除が可能なキャスター

【仕様】

サイズ	全幅 972 × 全長 2107 × 全高(ボトム高さ) 320 ~ 665mm
重量/耐荷量	105kg(ヘッドボードを除く)/170kg
材質	スチール(エポポリ粉体塗装)、PP 樹脂
定格電圧/消費電力	AC100V/130W
価格	オープンプライス

【製造・販売】 フランスベッド株式会社

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
 フランスベッドホールディングス(株)
 経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
 フランスベッド(株) 法人企画部 法人企画課 TEL:03-6741-5579