

報道関係者各位

フランスベッドホールディングス株式会社

足裏はローラー、ふくらはぎはエアバッグ。温熱効果で血行促進。
歩き疲れ・立ち仕事・在宅ワークの脚を整えるフットマッサージ器「健脚名人」新発売

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、フットマッサージ器「健脚名人」を2026年4月1日(水)より展開いたします。



フットマッサージ器「健脚名人」



長時間の立ち仕事やデスクワーク、在宅ワークの増加、外出や旅行での歩行量の増大により、脚の疲労やむくみ、重だるさを感じる人も少なくありません。こうした状態は下肢の血流が滞りやすくなることが一因とされており、自宅で手軽に使えるリカバリーグッズは、日常のケアアイテムとして重宝されています。

「健脚名人」は、日常生活で蓄積しやすい脚の疲労に着目し「歩く力を支える日常的な脚ケア」をコンセプトに開発したフットマッサージ器です。

足裏をローラーでもみほぐし、かかとからふくらはぎまでをエアバッグによる圧迫でケア。さらに、かかとの上下振動と脚全体を温めるヒーターを組み合わせ、血行を促進することで疲労回復をサポートします。また、本製品は、管理医療機器(クラス II)の認証を取得した日本製フットマッサージ器で、疲労回復、血行促進、筋肉の疲れ・コリの緩和、神経痛・筋肉痛の緩解などを目的とする使用が認められています。

■特長

1. 足裏は“ローラー”で集中的に刺激
歩行時の負担が集中しやすい土踏まずを立体的にもみほぐし、筋肉のコリをやわらげます。
2. ふくらはぎは“エアバッグ”でやさしく圧迫
かかとからむくみやすいふくらはぎをエアバッグが包み込み、圧迫と開放を繰り返しながら心地よくケアします。
3. 温熱機能でじんわり温め、血行を促進
脚全体を温めながらマッサージを行うことで、リラックスした状態でのケアをサポートします。

「健脚名人」は、立ち仕事やデスクワークで脚が疲れやすい方、在宅ワークで座りっぱなしの時間が長い方、外出・旅行後の歩き疲れのケア、シニア層の脚のコンディション維持、運動後のセルフメンテナンスなど、幅広い年代・ライフスタイルに対応します。

※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 宿泊施設向けレンタルにも対応

『健脚名人』は一般販売に加え、ホテル・旅館などの宿泊施設向けレンタルにも対応。
旅行者の「歩き疲れ」ニーズに応える客室設備として、付加価値向上につながります。

フットマッサージ器「健脚名人」の商品概要



※フットカバーは着脱して洗濯可能

【仕様等】

商品名	健脚名人
サイズ／カラー	幅 47× 奥行 53× 高さ 43.5cm／ブルー
重量	11.5 kg
適応足サイズ	22～28cm
定格消費電力	電気マッサージ器 80W 温熱治療器 16W
定格時間	15 分
区分	管理医療機器(クラスⅡ)
管理医療機器認証番号	307AABZX00055000
小売希望価格	96,800 円(税込)/88,000 円(税別)

【発売日】2026 年 4 月 1 日(水)

【製造元】フランスベッド株式会社

【販売先】フランスベッドショールーム、全国の家具販売店、量販店など

【初年度販売目標】30,000 千円(宿泊施設へのレンタル含む)

●報道機関からのお問い合わせ:

フランスベッドホールディングス(株) 経営企画課 TEL.03-6741-5505 E-mail.kouhou@francebed.jp

●読者からのお問い合わせ:

フランスベッド(株) お客様相談室 TEL.0120-39-2824

※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。