

2021年4月7日

報道関係各位

## 日常生活用具給付事業※対象 お子様向けデザインの電動ベッド2種を発売

フランスベッドホールディングス株式会社



低床タイプ「FB-033・DINO・29B」



スーパーショートタイプ  
「FBN-R20SS・DINO・24N」(2 モーター)

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、お子様向けデザインの電動ベッド2種を、2021年4月22日(木)より発売いたします。

低床タイプの「FB-033・DINO・29B」及び、通常のマットレスより約300mm短い1,690mmのマットレスに対応したスーパーショートタイプの「FBN-R20SS・DINO・24N」(2モーター)、「FBN-R30SS・DINO・24N」(3モーター)は、市町村が行う地域生活支援事業のひとつである、日常生活用具給付事業対象の電動ベッドです。これまでも日常生活用具給付事業対象ベッドとして「ハローキティ」モデルを展開しご利用者からご好評をいただいております。今回、「別のデザインもほしい」という声を受けて、お子様とそのご家族の気持ちが和むような、青空の下でのびのびと遊ぶ恐竜のデザインを新たに展開いたします。

低床タイプ、スーパーショートタイプのいずれも、取り付け可能なサイドレールはJIS規格に準拠した寸法としており、ベッドとの間に体や衣服が挟み込まれるのを予防します。また、お子様の成長に合わせて恐竜の絵が描かれているボード部分を木製デザイン(別売り)に替えることができます。低床タイプは昇降、背上げ、脚上げ、背上げと脚上げの同時動作ができ、ベッドの端でも安定した座位が保てる床高250mmの電動ベッドです。背上げ部分は、万一の場合にも急に背中部分が下がらないガスダンパー(ガススプリング)を採用しています。スーパーショートタイプは長さ1,690mmのマットレスに対応し、移乗時にフレームが邪魔にならないノンサイドフレーム構造や停電時も安心な緊急対応スイッチが装備されています。

なお、スーパーショートタイプの「FBN-R30SS・DINO・24N」(3モーター)と低床タイプのハローキティモデルは、2021年4月10日(土)～11日(日)に開催される「キッズフェスタ2021 第20回子ども福祉用具展」(主催:S.P.ビームス)にてご覧いただけます。



日常生活用具給付事業対象のお子様向けデザインの電動ベッドに関する商品概要は下記の通りです。

※日常生活用具給付事業とは、市町村が行う地域生活支援事業で、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。



フランスベッドホールディングス株式会社

## 日常生活用具給付事業対象のお子様向けデザインの電動ベッド 商品概要

	低床タイプ 「FB-033・DINO・29B」	スーパーショートタイプ 「FBN-R20SS・DINO・24N」(2 モーター) 「FBN-R30SS・DINO・24N」(3 モーター)
		
特長	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ベッドの端でも座位姿勢が安定する床高 250mm の低床フレーム</li> <li>2. 昇降、背上げ、脚上げ、背脚同時動作機能</li> <li>3. ベッド及びサイドレール隙間寸法が JIS規格に準拠した安全寸法</li> <li>4. 万一にも急に背中部分が下がらないガスダンパー(ガススプリング)併用</li> <li>5. 大型突起ボタンで操作しやすく、誤操作防止のロック機能付きの手元スイッチ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通常のマットレスより短い 1,690mm マットレス対応ベッド</li> <li>2. 昇降、背上げ、脚上げ(3 モーターのみ)、背脚同時動作機能</li> <li>3. ベッド及びサイドレール隙間寸法が JIS規格に準拠した安全寸法</li> <li>4. 停電時も安心な緊急対応スイッチ装備</li> <li>5. 移乗時にフレームが邪魔にならないノンサイドフレーム構造</li> </ol>
サイズ(mm)	・955×2,115(幅×長さ) ・床板面高さ 258～603	・975×1,845(幅×長さ) ・床板面高さ 280～580
対応マットレスサイズ(mm)	・850×1,950(幅×長さ)	・850×1,690(幅×長さ)
重量(kg)	94kg	72kg
背上げ角度	0～75°	0～77°
脚上げ角度	0～20°	0～28°
高さ調整	0～345mm	0～300mm
木材	スチール、樹脂、天然木、化粧板	スチール、樹脂、天然木、化粧板
販売価格	日常生活用具給付事業対象。価格は各自治体の規定に準ずる。	

【発売日】 2021 年 4 月 22 日(木)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、全国の介護ショップ など

【ご参考】 電動ベッド ハローキティモデル「FB-033・R-K3・29B」

サイズ(mm)	・955×2,115(幅×長さ) ・床板面高さ 258～603
重量(kg)	94kg
背上げ角度	0～75°
脚上げ角度	0～20°
高さ調整	0～345mm
材質	スチール、樹脂、天然木、化粧板



© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L624022

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ  
フランスベッドホールディングス(株)  
経営企画室 広報 IR 課  
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先  
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413\*  
※固定電話の場合: 最寄りの担当営業所に繋がります  
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります