

2019年9月10日

報道関係各位

立ち座りをサポートし、腰や膝への負担を軽減
**「座いす型リフトアップチェア リクライニング 1100」の
販売および介護・一般レンタルを開始**
場所を選ばないコンパクトでインテリア性の高いデザイン

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指す「リハテック」ブランドより、座面が電動でせり上がり、高齢者の立ち座りをサポートするリクライニング機能付きの「座いす型リフトアップチェア リクライニング 1100」の販売および介護・一般レンタルを、2019年9月中旬より開始いたします。

本商品は、好評を得ております「リフトアップチェアシリーズ」の追加機種となります。既に商品展開しております「座いす型リフトアップチェア 800」に、お客様より要望の多かった、背中をリクライニングできる機能を追加し、よりゆったりと寛ぐことができるようになりました。コンパクトな設計により場所を選ばずに利用ができ、洋室・和室どちらでも調和するデザインを採用しております。

また、手元スイッチ操作で座面を昇降させることで、こたつや座卓から移動する際の立ち座りをサポートし、腰や膝への負担を軽減します。座面高さは、25～62cmの間でお好みの高さに変更できるため、利用者の立ち上がりやすい高さ、座りやすい高さに調整してご利用いただけます。さらに座面が一番下の状態では回転機能が働き、座ったまま回転することができるため、テーブルからの出入がスムーズになります。

「座いす型リフトアップチェア リクライニング 1100」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「座いす型リフトアップチェア リクライニング 1100」商品概要



【特長】

1. 昇降する座面が立ち座りをサポートし、腰や膝への負担を軽減
2. ゆったりと寛ぐことができるリクライニング機能
3. 場所を選ばず利用できるコンパクトでインテリア性の高いデザイン

【仕様・価格】

サイズ(cm)	全幅 60×奥行 77～100×全高 75～120 [リクライニング時～リフト時]、 座幅 45 座面高さ 25～62 [最低(前部)～リフト時(後部)]、 ひじ掛け高 38
重量	約 41kg
耐荷重	90kg
材質	本体/スチール、合板、 クッション材/ウレタンフォーム 外装張り地/平織布ポリエステル 100%
電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	75W
付属品	電源コード、延長コード、ACA アダプター
月額レンタル価格	11,880 円 税込(消費税 8%時) 12,100 円 税込(消費税 10%時) ※2019 年 10 月 1 日以降
介護保険利用者負担 1 割	1,188 円 税込(消費税 8%時) 1,210 円 税込(消費税 10%時) ※2019 年 10 月 1 日以降
介護保険利用者負担 2 割	2,376 円 税込(消費税 8%時) 2,420 円 税込(消費税 10%時) ※2019 年 10 月 1 日以降
販売価格	311,040 円 税込(消費税 8%時) 316,800 円 税込(消費税 10%時) ※2019 年 10 月 1 日以降
TAIS コード	00200-000795

【発売日】 2019 年 9 月中旬

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッドが運営する「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※固定電話からのお電話であれば
最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります

「リフトアップチェア」シリーズ紹介



いすからの立ち座りをサポート
「リフトアップチェア 400N」

1. 電動で座面が斜めにせり上がり、立ち座りをサポート
2. 足までしっかり伸ばせる電動リクライニング機能
3. 後輪キャスターで移動も簡単

発売日:2013年5月1日



こたつや座卓からの立ち座りをサポート
「座いす型リフトアップチェア 800」

1. 電動で座面が斜めにせり上がり、立ち座りをサポート
2. 座いすの状態では、座面が回転し、座っている時も動きやすい
3. 和室でも洋室でも調和するシンプルデザイン

発売日:2014年2月1日



大型キャスターで車いすのように移動
「マルチファンクションリフトアップチェア 01」

1. 電動で座面が斜めにせり上がり、立ち座りをサポート
2. 寛ぎのリクライニングから立ち上がりまでの動作がリモコン操作で簡単
3. 大型キャスター付きで屋内の移動が容易に可能

発売日:2015年6月1日



和室にぴったりなデザイン
「高座いす型リフトアップチェア 700」

1. 電動で座面がせり上がるため、お好みの高さで無理なく着座でき、立ち上がりをサポート
2. 円背に悩む方の背中ラインにフィットし、楽な座り姿勢をキープ
3. 和室でも洋室でも調和するソファと座いすの中間サイズ

発売日:2016年8月1日