

2019年6月7日

報道関係各位

姿勢を保ちにくい方、背中が丸くなってしまった方でも座位の保持が可能
「マルチフィット車いす」の販売および介護・一般レンタルを開始
2ヶ所のバックサポートが背中の中にフィットし、使用者の座位が安定

フランスベッドホールディングス株式会社



「一般的な車いす」



座位を保持するのが難しく
ズリ落ちしやすい姿勢となる

「マルチフィット車いす」



無理のない座位の保持が可能

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、使う人の身体に合わせることが可能な、“フィッティング”をコンセプトとした「マルチフィットシリーズ」の第2弾商品として、簡単に座位の保持が可能な「マルチフィット車いす」の販売および介護・一般レンタルを、2019年6月10日(月)より開始いたします。なお、本商品は、高齢者の日常生活活動の向上を目指すリハテックブランドより展開します。

本商品は、座った方の背中の中に合わせてフィットする車いすで、加齢などにより筋力が落ち姿勢を保てない方や、円背(背中が丸くなってしまっている状態)の方などの座位を安定させます。姿勢を保ちにくい方は一般的な車いすに座った際に、座位が崩れる事でお尻が座面の前方にズリ落ちやすくなり、前方・左右への転落や、圧力の偏りによる褥瘡の危険性が高まります。またそのような状況下では、介護者が何度も“座り直し”をサポートする必要があり、介護者の負担も少なくありません。背もたれの張りの調節が可能なタイプの車いすでは、座位の保持ができる一方で調整に技術や知識が必要となります。


「マルチフィット車いす」では、ランバー(腰)サポートとショルダー(肩)サポートの2つのバックサポートが利用者の背中の中に合わせて回転することで、簡単にフィッティングが完了し、座位の崩れを防止するため、介護負担を軽減させます。さらに、バックサポートとあわせて前方へのズレを防ぐ専用シートクッションを標準装備しております。

「マルチフィット車いす」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「マルチフィット車いす」商品概要



腰と肩の2つのバックサポートが回転し、座る人の背中中の形にフィット



ランバー(腰)サポートとショルダー(肩)サポートを取り外して折り畳みが可能

【特長】

1. 体に合わせてフィット可能な2つのバックサポートで座位を安定させ、ズリ落ちを防止
2. 複雑な背もたれの張り調整が不要で、利用者が座るだけでフィッティングが可能
3. 前方へのズレを防ぐ専用シートクッションが座位の保持をさらにサポート
4. 背中部分に大きな空間があるため、利用者に手が届きやすく“座り直し”などの介助が容易
5. 2つのバックサポートは取り外しができ、車いすの折り畳みや組み立てが簡単

【仕様・価格】

サイズ	<ul style="list-style-type: none"> 幅: 63.5cm (折り畳み時 31.5cm) 高さ: 95~105cm 前座高/後座高: 48.5/45cm 	<ul style="list-style-type: none"> 奥行: 98.5cm シート幅/奥行: 43/40cm
重量/耐荷重	約 17kg/100kg	
材質	<ul style="list-style-type: none"> フレーム: アルミ、スチール、樹脂 駆動輪: ノーパンクタイヤ 	座シート: ポリエステル
月額レンタル価格	5,000 円(非課税)	
介護保険利用者負担 1 割	500 円(非課税)	
介護保険利用者負担 2 割	1,000 円(非課税)	
販売価格	128,000 円(非課税)	
TAIS コード	00200-000772	

【発売日】 2019 年 6 月 10 日(月)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 「リハテックショップ」、全国の介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL: 03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413※
※固定電話からのお電話であれば
最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります