

2020年11月30日

報道関係各位

寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形
電動ベッド「離床支援マルチポジションベッド」を発売
ご家庭のインテリアと調和するモダンな木目調デザイン



フランスベッドホールディングス株式会社



ベッドポジション



リクライニングポジション



シーティングポジション



スタンディングポジション

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形する電動ベッド「離床支援マルチポジションベッド」を展開しています。この度、幅広い世代からのニーズに応じてインテリア性と実用性を加えた「MPB-020C」を2020年11月30日(月)に発売いたします。

「離床支援マルチポジションベッド」は、「介護人材の不足」や「老老介護」などの介護における課題解決を目指し、フランスベッドが5年をかけて開発した電動ベッドです。主に医療・介護での利用を想定していた商品でしたが、当初の想定よりも幅広い世代から、また生活の質の向上を求める方々からもご要望が多く寄せられ、より利用シーンに合わせたデザインの「MPB-020C」を今回開発いたしました。

本商品は、「離床支援マルチポジションベッド」の機能はそのままに、ヘッドボード、サイドグリップ、フレームサイドをモダンな木目調とし、ご家庭のインテリアにより調和するデザインに仕上げました。ヘッドボードには便利なスライドコンセント(1口)とLED照明つきです。



ヘッドボード



フランスベッドホールディングス株式会社

<電動ベッド「離床支援マルチポジションベッド」について>

「離床支援マルチポジションベッド」は、4つのポジションに変形する電動ベッドです。リクライニングポジション(ベッド上・座位)では、背上げ・脚上げに加えて、両サイドの床板がやさしく包み込むサイドアップ機能によって安定したリラックス姿勢を実現します。シーティングポジション(端座位)では、ベッドが椅子のように変形し、後ろに転倒することなく、足底を床にしっかり付ける座位をとることができます。スタンディングポジション(立ち上がり)では、座面部分がリフトアップすることで、利用者の立ち上がりをサポートします。

寝姿勢から立ち上がり姿勢までの操作はボタン1つで完結します。またシーティングポジションでは、安定した座位を実現するだけでなく、背上げ角度や膝の角度を自由に調整できます。停電時には、付属のバッテリーによりベッドポジションまで戻すことが可能なため、有事の際にも安心してお使いいただけます。



リクライニングポジション

「MPB-020C」に関する商品概要は下記の通りです。

「MPB-020C」商品概要

【特長】

1. 日常生活の様々なシーンに応じてベッドが4つのポジションに変形
2. 寝姿勢からボタン1つで立ち上がりをサポート
3. ヘッドボードにスライドコンセント(1口)とLED照明を設置
4. 停電時には付属のバッテリーでベッドポジションまで戻すことが可能

【動画】

https://medical.francebed.co.jp/brand_site/multi_position/

※本動画は「MPB-020C」ではなく「離床支援マルチポジションベッド」のものですが、動作は同様です。

【仕様・価格】

	固定脚	キャスター脚
サイズ(mm)	全幅*1,202×全長2,187×全高805~1,205×ボトム面高350~750	
主材	ホワイトアッシュ、アユース柾目突板、スチール、PE樹脂床板	
フレーム重量	148kg	151kg
最大利用者重量	約170kg	
希望小売価格	1,060,000円(非課税)	1,080,000円(税抜) 1,188,000円(税込)
その他	スライドコンセント(1口)、LED照明付き	

*キャスターをベッドに対して横向きにした場合、全幅は約10cm広くなります

【発売日】2020年11月30日(月)

【製造/販売】フランスベッド株式会社

【販売先】全国の家具百貨店、百貨店など

【初年度販売目標】1億円

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株) 経営企画室 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) お客様相談室 TEL: 0120-39-2824