

2020年9月10日

報道関係各位

高い柔軟性で4つのポジションの動きに対応
「離床支援マルチポジションベッド」適応床ずれ予防マットレス
「MPT-75B」の販売および介護・一般レンタルを開始
快適性と菌の増殖を抑制する機能性を両立

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、2020年5月に発売しご好評いただいている、寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形する介護用電動ベッド「離床支援マルチポジションベッド」適応の床ずれ予防マットレス「MPT-75B」の販売および介護・一般レンタルを、2020年9月15日(火)より開始いたします。

「離床支援マルチポジションベッド」は寝姿勢から起き上がり、端座位、立ち上がり、移乗といった一連の動作に応じて、4つのポジションに変形し、利用者の自立支援や介護負担を軽減する介護ベッドです。このたび、療養者の方々の要望に幅広く対応するため、適応するマットレスに床ずれ予防マットレスを追加いたします。これまでのマットレスの課題は各ポジションの動きに追従しながら体圧分散性を確保することでしたが、本商品は柔軟性、体圧分散性に優れており、ベッドの動きにスムーズに対応しながら床ずれを予防します。

「MPT-75B」は、快適性と機能性を両立したマットレスです。マットレスの中の素材のラテックスフォームは伸縮性に優れ、体の凹凸にフィットする体圧分散性を持っています。またどんな体型・体重の方でも下から同等の力で押し返すため、寝返りがしやすく、快適な睡眠を実現すると共に、マットレスの圧迫によって起こる床ずれも予防します。さらに、土に還る100%天然素材で燃やしても有害ガスが発生しないため、地球環境に配慮したサステナブルな商品です。

カバーは黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA等に対して菌の増殖を抑制する制菌撥水機能と、滞留した湿気を放出する透湿防水機能を備えています。

そのほか、ベッドの頭部と脚部に被せることで、よりマルチポジションベッドと一体化する専用のマットレスホルダー2本と補強用ベルト3本も付属しています。

マットレス「MPT-75B」に関する商品概要は下記の通りです。




フランスベッドホールディングス株式会社

マットレス「MPT-75B」 商品概要



制菌撥水、透湿防水カバー



ベッドの動きに追従する柔軟性・優れた体圧分散性

【特 長】

1. 高い柔軟性で マルチポジションベッドの4つのポジションの動きに対応
2. 伸縮性に優れ、体の凹凸にフィットする優れた体圧分散性で床ずれ予防
3. どんな体型・体重でも下から同等の力で押し返し、寝返りがしやすい
4. 表面は黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA等を抑制する制菌撥水、透湿防水タイプのカバー
5. クッション材は地球環境に配慮したサステナブルな 100%天然素材
6. マルチポジションベッドとの追従性を高める専用のマットレスホルダーと補強用ベルト付属

【仕様・価格】


| | |
|---------------|--------------------------------------|
| サイズ | 890 × 1,950 × 75mm |
| 素材 | カバー: ポリエステル、ナイロン 中材: 天然ラテックスフォーム |
| 月額レンタル価格 | 5,000円(税込) |
| 介護保険利用者負担 1 割 | 500円(税込) |
| 介護保険利用者負担 2 割 | 1,000円(税込) |
| 販売価格 | 123,420円(税込) マットレス単体 115,500円(税込) |
| TAIS コード | 01149-000080 |

【発売・レンタル開始日】2020年9月15日(火)

【製造/販売】フランスベッド株式会社

【販売先】フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、全国の介護ショップ、
全国の家具販売店、EC サイトなど

「離床支援マルチポジションベッド」商品概要



車いすへの移乗も、介助者の負担を軽減

【特長】

1. 日常生活の様々なシーンに応じてベッドが4つのポジションに変形
2. 立ち上がりや移乗をサポートし、利用者の自立支援や介護者の負担を軽減
3. ベッドの変形は1つのボタンで簡単操作
4. 背上げ角度や膝の角度を自由に調整でき、様々なリハビリに対応
5. 停電時には付属のバッテリーでベッドポジションまで戻すことが可能

【仕様・価格】

| | 固定脚 | キャスター脚 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| サイズ | 幅 120 × 高さ 86 ~ 126 × 長さ 206cm | 幅 130 × 高さ 86 ~ 126 × 長さ 206cm |
| ベッドフレーム重量 | 149kg(グリップ有) | 152kg(グリップ有) |
| 傾斜角度 | 背上げ:0° ~ 75°、脚上げ:0° ~ 20° | |
| 最大利用者重量 | 約 170kg | |
| 安全使用荷重 | 約 200kg | |
| 月額レンタル価格 | 16,500 円(非課税) | 18,140 円(税込) |
| 介護保険利用者負担 1 割 | 1,650 円(非課税) | 1,814 円(税込) |
| 介護保険利用者負担 2 割 | 3,300 円(非課税) | 3,628 円(税込) |
| 販売価格 | 880,000 円(非課税) | 990,000 円(税込) |
| TAIS コード | 00200-000800 | 00200-000799 |

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ

フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先

フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413*

※固定電話の場合: 最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります