

2021年9月16日

報道関係各位

ステイホームでも活躍、様々なシーンにフィットする全 118 パターンを展開
「マルチフィット手すり」の販売および介護・一般レンタルを開始
身体状況や住環境に合わせて選択できる据え置き型手すり

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、使う人のニーズに合わせていることが可能な、“フィッティング”をコンセプトとした「マルチフィットシリーズ」を展開しております。同シリーズの第 3 弾商品として、全 118 パターンを展開する据え置き型手すり「マルチフィット手すり」の販売および介護・一般レンタルを、10月1日の「福祉用具の日」に合わせて2021年10月1日(金)より順次開始いたします。

「マルチフィット手すり」は、ベースプレート、手すりの形状、手すりの材質、高さなどの組み合わせにより利用者の身体状況や住環境に合わせてお選びいただけます。据え置き型の手すりは工事不要で床に置いて使用し、壁に手すりを設置できない場所や、ベッドやソファなどの近くに置いておけば、立ち上がりの動作を補助することができます。

フランスベッドが培ってきたノウハウとスケールメリットを活かし、幅広いラインアップを揃えました。利用者やご家族の方々からのニーズにきめ細かく対応が可能で、室内にすることが多い中、在宅環境を整えることに役立ちます。また、介護・一般レンタルができ、お体の状態や、使い勝手に合わせて交換できます。

ベースプレートは長方形や正方形に加え、洋式トイレやソファのレッグに設置しやすいアーチ型も展開し、ソフトで滑りにくいマットが付いているので冬場でも、ひやっとすることがありません。

手すりの材質は、握りやすいように凹凸を施したぬくもりのある木調手すりと、クッション性のあるノンスリップ手すりからお選びいただけます。また、すべて 4 段階の高さ調節が可能で、就寝中の暗闇でも目印となる蓄光付きです。

据え置き型手すり「マルチフィット手すり」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

据え置き型手すり「マルチフィット手すり」商品概要



【特長】

1. 全 118 パターンから身体状況や住環境に合わせて選択可能
2. ベースプレートは長方形、正方形に加え、洋式トイレなどに設置しやすいアーチ型の 3 種類を展開
3. 手すり材質は、ぬくもりのある木調手すりと、クッション性のあるノンスリップ手すりから選択
4. 高さ調節(4 段階)が可能
5. 手すりと手すりの連結ができるため、長い動線の確保が可能

【仕様・価格】

<材質>鉄、樹脂、木材

<価格>月額レンタル料(税込):2,000 円～

利用者負担額 1 割※(税込):200 円～

※一定以上の所得のある場合、自己負担が 2 割または 3 割となります。詳しくは、市町村にご確認ください。

販売価格(税込):木調手すり 58,850 円～、樹脂手すり 59,400 円～

【発売日・レンタル開始日】 2021 年 10 月 1 日(金)より

* 北海道、東北、北陸、信越地域から展開。以降順次全国展開予定

* 展開開始時期はパターン(全 118 パターン)により異なります

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、
全国の介護ショップ、全国の家具販売店、EC サイトなど

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画部 広報 IR 課
TEL:03-6741-5505 Mail:kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※固定電話の場合:最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合:地域の代表営業所に繋がります