

2018年5月9日

報道関係各位

ワンタッチで折り畳み、今までにない高級バッグ仕様など 多彩な便利機能搭載
シルバーカー、ショッピングカート「ラクティブ」新4種 発売
スタイリッシュなデザインがお洒落なお出かけを演出

フランスベッドホールディングス株式会社



シルバーカー ラクティブ モデルD(あずき)

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活活動の向上を目指したブランド「リハテック」より、お洒落を楽しみながらいつものお出かけをサポートする「ラクティブ」シリーズの新しいシルバーカー3種とショッピングカート1種を、2018年5月15日(火)より発売いたします。

ワンタッチで折り畳みができ、片手でオープンできるバッグとA4サイズが入り、取外しができるバッグを付属した「モデルD」、大容量のバッグ付きでオプションのベルトを使用すると買い物カゴを固定できる「モデルM」、軽量コンパクトでもゆったり座れる「モデルJ」の3種のシルバーカーを展開します。また、ショッピングカート「モデルS」は、買い物に便利な保冷仕様の大容量バッグが特徴で、お出かけの目的やお好みに合わせてお使いいただけます。シルバーカー3種は全モデルに3段階の高さ調節が可能な持ち手と、曲がった後も直進に戻りやすいキャスターを搭載し、安心安全な歩行をサポート。簡単操作で椅子にもなるため、お出かけ先でのちょっとした休憩にも便利です。デザインはシルバーカー、ショッピングカート共通で、爽やかな季節にぴったりの“しま”と秋冬でも合わせやすい“あずき”の2タイプを展開します。

「ラクティブ」新4種に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

〒163-1106 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 6階 TEL:03-6741-5501 FAX:03-6741-5500 <http://www.francebed-hd.co.jp/>

「ラクティブ」新4種 商品概要

【特長・仕様・価格】

■シルバーカー ラクティブ モデルD

機能・特長	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチで折り畳み可能 前後それぞれにバッグ付きで、背面のバッグは取り外し可能 曲がった後、直進に戻りやすいキャスター 椅子としても使用可能
サイズ(cm)	本体:幅46×奥行き52×高さ83~89(3段階調整) 折り畳み時:幅46×奥行き32×高さ85
重量	約4.6kg
最大積載量	バッグ大:2kg バッグ小:0.5kg
バッグ容量	バッグ大:10L バッグ小:7L
最大使用者体重	80kg
素材	アルミ、樹脂、スチール、プリプロプレン、EVA、ポリエステル
カラー	2種(しま、あずき)
希望小売価格	39,000円(税抜) / 42,120円(税込)



モデルD(しま)



折り畳み時(あずき)

■シルバーカー ラクティブ モデルM

機能・特長	<ul style="list-style-type: none"> 前面に大容量バッグ付き ベルト(別売)使用で買い物カゴの固定可能 曲がった後、直進に戻りやすいキャスター 椅子としても使用可能
サイズ(cm)	本体:幅47×奥行き59.5×高さ84~88(3段階調整) 折り畳み時:幅47×奥行き30×高さ71.5
重量	約5.3kg
最大積載量	3kg
バッグ容量	15L
耐荷重	80kg
素材	アルミ、樹脂、スチール、プリプロプレン、EVA、ポリエステル
カラー	2種(しま、あずき)
希望小売価格	39,000円(税抜) / 42,120円(税込)



モデルM(あずき)



ベルト(別売)で買い物カゴの固定可能

・オプションベルト

サイズ(cm)	13.5×23
素材	PPベルト、鉄フック
希望小売価格	1,852円(税抜) / 2,000円(税込)

■シルバーカー ラクティブ モデル J

機能・特長	・シンプルなコンパクトボディ ・持ち運びに便利な軽量タイプ ・曲がった後、直進に戻りやすいキャスター ・椅子としても使用可能
サイズ(cm)	本体:幅 41×奥行き 55×高さ 84~88(3段階調整) 折り畳み時:幅 41×奥行き 30×高さ 90
重量	約 4.9kg
最大積載量	2kg
バッグ容量	8L
耐荷重	80kg
素材	アルミ、樹脂、スチール、プリプロプレン、EVA、 ポリエステル
カラー	2種(しま、あずき)
希望小売価格	39,000 円(税抜) / 42,120 円(税込)



モデル J(あずき)



前面のバットを倒すと椅子としても使用可能

■ショッピングカート ラクティブ モデル S

機能・特長	・片手で開け閉め可能なマグネット式のフタ ・大きな荷物も入れられる大容量タイプ ・お買い物に最適な保冷機能付きバッグ ・ハンドル部分は 180 度折り畳み可能
サイズ(cm)	本体:幅 38×奥行き 27.5×高さ 95.5 折り畳み時:幅 38×奥行き 21×高さ 76.5
重量	約 3kg
最大積載量	10kg
バッグ容量	30L
素材	アルミ、樹脂、スチール、プリプロプレン、EVA、 ポリエステル
カラー	2種(しま、あずき)
希望小売価格	27,000 円(税抜) / 29,160 円(税込)



モデル S(あずき)



開け閉めしやすいマグネット式のフタ

【発売日】 2018 年 5 月 15 日(火)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 「リハテックショップ」、全国の介護ショップなど

【初年度販売目標】 3,000 万円

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります