

2021年8月19日

報道関係各位

健康志向が高まる中、家でも手軽に体をメンテナンス
医療機器認定のベッド型マッサージ器「RAMIDUS」を発売

親指の形をした多機能ローラーが全身の指圧ポイントを刺激

フランスベッドホールディングス株式会社



※台座は別売り



ラミダス
RAMIDUS

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、親指の形をした多機能ローラーが効果的に指圧ポイントを捉え、首筋から足先まで全身をマッサージするベッド型マッサージ器「RAMIDUS(ラミダス)」を2021年8月20日(金)より新発売いたします。

「RAMIDUS」は、寝た状態で全身のマッサージが受けられるベッド型のマッサージ器です。寝た状態でマッサージを受けることにより、親指の形をした多機能ローラーが、背骨の両脇に点在する指圧ポイントを効果的に捉えるため、寝ているだけで全身のコリや疲れが和らぎます。また、ローラーが体を下から押し上げることによるストレッチ効果で背筋を心地よく伸ばし、重力で負荷のかかった椎骨の圧迫を解放します。さらに、温熱機能も兼ね備えており、硬くなった筋肉を温熱でほぐすことで、ローラーのマッサージ効果を高めます。なお本商品は、医療機器の認定を受けた正式な医療器として効能効果が認められています。



指圧ポイントイメージ

そのほか、従来のチェア型のマッサージ器とは異なるベッド型であるため、重量は3分の1(当社比)であり、折りたたんで持ち運ぶことが可能です。手軽に移動させることができるため、床や畳など利用シーンに合わせてどこでも使用いただけます。

新型コロナウイルスの感染拡大により健康志向が高まる中、巣ごもり需要に対応する健康機器への関心が集まっています。整体やマッサージなどに出向くことに抵抗がある昨今でも、自宅にしながら手軽にマッサージ効果を得ていただくために、本商品を開発いたしました。

「RAMIDUS」に関する概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「RAMIDUS(ラミダス)」商品概要

【特長】

<p>＜肩もみ機能＞</p>  <p>より肩に入りやすく開発された肩もみ機能で、首から肩にかけてのコリをほぐします。</p>	<p>＜温熱機能＞</p>  <p>まるでお風呂上がりのように体を温め、背骨のまわりの筋肉のコリをやさしくほぐします。 ※写真はイメージです</p>	<p>＜サポートベルト＞</p>  <p>サポートベルトで上半身を固定することで、より体重がローラーにかかり、治療効果がアップします。</p>
<p>＜多機能ローラー＞</p>  <p>「指圧」「回転もみ」「もみ」を行う多機能ローラーが上半身・下半身の指圧ポイントを効果的に刺激します。</p>	<p>＜背パッド＞</p>  <p>背パッドを敷くことでローラーの当たりをやわらげます。</p>	<p>＜ウェイト＞</p>  <p>加圧を受けにくい下半身には、約 6kg の専用ウェイトを膝上や足首に置く効果的に加圧できます。</p>

＜折りたたみ機能＞



【仕様・価格】

サイズ(cm)	65×203×11(頭部 18・足部 15)
幅×長さ×高さ	折りたたみ時 65×115×22
質量	約 25kg
電気マッサージ器定格消費電力	145W(電熱装置 40W)
温熱治療器定格消費電力	55W
電気代の目安	約 38 円/月(1日 20分 ※10分×2回使用した場合)
効能効果	疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩解、胃腸の働きを活発にする
希望小売価格	390,000 円(税抜)/429,000 円(税込)
医療機器の種類	特定管理医療機器
医療機器承認番号	303AABZX00040000

※「背パッド」「ウェイト」が付属しています。

※電気代は、電力料金の目安単価 26.1 円/kWh(税込)で計算しています。

※オプション専用台のご用意があります。

【発売日】2021年8月20日(金)

【製造/販売】フランスベッド株式会社

【販売先】全国の家具販売店、ホームセンター、百貨店など

【初年度販売目標】1,000台

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株) 経営企画部 広報 IR 課
Tel: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) お客様相談室 Tel: 0120-39-2824