

2019年8月27日

報道関係各位

2種類の杖の機能を1つに 新しい形のクラッチ(前腕型歩行補助杖)

日本初「R・KMINA(アルクミナ)」の販売および介護・一般レンタルを開始
手首・肩にかかる負担を軽減 より自然な姿勢での歩行やリハビリをサポート

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、2種類の杖の機能を併せ持ち、体の症状に合わせて使い分けが可能な新しい形のクラッチ(前腕型歩行補助杖)「R・KMINA(アルクミナ)」の販売および介護・一般レンタルを、2019年9月17日(火)より開始いたします。本商品の販売および介護・一般レンタルは日本では初めてとなります。


「R・KMINA」は、リウマチなどの関節炎、手指や手関節に強い負担をかけられない方向へのプラットホームクラッチ(肘支持型杖)、下肢に障がいがある方やケガをされた方向けロフトスタンドクラッチ(前腕固定型杖)の両方の使い方が可能で、ご利用者の身体状況に合わせて使い分けいただけます。肘のサポート台の下にサスペンションが入っているため、歩行時の体の動きに合わせて衝撃を吸収。従来型の歩行補助杖は手首や肩への負担が大きく、長時間の使用により痛みや、関節症、^{けんしやく}腱鞘炎などのリスクもありますが、本商品はそうした杖の使用による体への負担を軽減します。また、杖先ゴムが大きいいため体を安定させ、より自然な姿勢での歩行やリハビリをサポートします。

「R・KMINA」に関する商品概要は下記の通りです。



フランスベッドホールディングス株式会社

「R・KMINA(アルクミナ)」商品概要



種類	プラットホームクラッチ (肘支持型杖)	ロフストランドクラッチ (前腕固定型杖)
概要	腕で体を支える	グリップ(握り)と前腕カフの2点で体を支える
対象者	リウマチなどの関節炎、手指や手関節に強い負担をかけられない方	下肢に障がいがある方やケガをされた方

【特長】

1. 身体状況に合わせてプラットホームクラッチ、ロフストランドクラッチ両方の使い方が可能
2. 手首や肩の負担を軽減する衝撃吸収システム
3. 疾患などによる握力の弱い方も無理なく使用可能
4. 体を安定させる大きな杖先ゴム
5. 身長 150～190cm に対応

【仕様・価格】

サイズ(cm)	・全長:96～122 (17段階調節) ・肘からハンドグリップまでの長さ:33～46 (10段階調節) ・杖先ゴム内径:1.7～1.9
重量/耐荷重	約 1kg/100kg
材質	・パイプ:アルミニウム ・ハンドグリップ:ポリウレタン ・パッド:ネオプレンゴム、ナイロン、面ファスナー ・アームサポート:ポリプロピレン ・杖先ゴム:天然ゴム
月額レンタル価格	1,000円(非課税)
介護保険利用者負担1割	100円(非課税)
介護保険利用者負担2割	200円(非課税)
販売価格	16,000円(非課税)
TAISコード	00200-000796

【発売日】2019年9月17日(火)

【販売】フランスベッド株式会社

【販売先】フランスベッドが運営する「リハテックショップ」、全国の病院(リハビリ室、整形外科、整形クリニック)、介護ショップなどを予定

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課 Tel:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) Tel:0120-083-413※
※固定電話からのお電話であれば
最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります