

2026年6月23日

報道関係者各位

フランスベッドホールディングス株式会社

身長の高い方も前かがみにならない  
自然な姿勢で歩ける歩行車「スマートウォーカーNeo <sup>ネ オ</sup> <sup>アルファトール</sup> α Tall」展開



スマートウォーカーNeo α Tall

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田茂)は、身長の高い方でも自然な姿勢で快適に歩行できる歩行車「スマートウォーカーNeo α Tall」の介護・一般レンタルおよび販売を、2026年6月23日(火)より開始いたします。

歩行車を利用する方の体格が多様化する中で、従来製品では「ハンドル位置が低く、前かがみになってしまう」といった声が寄せられていました。本製品はこうしたご利用者のご要望にお応えするため、同社の「スマートウォーカーNeo」シリーズをベースに開発した高身長者向けモデルです。

本製品は、従来モデル(身長約175cmまでを想定)よりハンドル高さを約19cm高く設定(8段階調整)でき、約170cm~200cmまでの身長を想定。高身長の方向けの歩行車は選択肢が限られている中、前かがみになりにくく、自然な姿勢で歩行できる設計です。これにより、腰や背中への負担軽減にも配慮しています。

また、前輪には直径25cm(一般的な歩行車は15~18cm)の大径タイヤを採用し、段差や凹凸のある路面でも安定した走行を実現。さらに、急加速時に速度を抑える自動ブレーキ機能を搭載し、坂道などでも安心して歩行できます。座面や収納バッグも備え、外出や買い物時の利便性向上にも寄与します。

歩行車や歩行器は、歩行に不安を感じる方の外出機会を広げる重要な製品です。「スマートウォーカーNeo」シリーズは、「歩行の安定」と「外出の楽しさ」の両立を通じて、利用者のQOL(生活の質)向上と自立した日常生活の支援を目指します。

※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 歩行車「スマートウォーカーNeo α Tall」商品概要



### 【仕様・価格】

		スマートウォーカーNeo α Tall
サイズ	全体	幅 57.5(折りたたみ時:30)×奥行 76cm
	ハンドル高	87.5～105cm(8段階)
	座面	幅約 38×奥行 23×高さ 53 cm
重量		約 9.7kg
使用者最大体重		100kg(積載量含む)
バッグ積載荷量		最大 5kg
価格 (税込)	月額レンタル料	5,000 円(税込)/月
	介護保険 利用者負担 1 割	500 円(税込)/月
	介護保険 利用者負担 2 割	1,000 円(税込)/月
	販売価格	128,920 円(税込)(本体価格:117,200 円)
	TAIS コード	00200-001190

【参考動画】 [https://youtu.be/ozGyOKolCuM?si=MIWO\\_o4hvdBFvmTM](https://youtu.be/ozGyOKolCuM?si=MIWO_o4hvdBFvmTM)

【販売・レンタル開始時期】 2026 年 6 月 23 日(火)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関するお問い合わせ先】 0120-083-413

参考)自動ブレーキ機能が付いていない「スマートウォーカーNeo Tall」も展開しております。

●報道機関からのお問い合わせ:

フランスベッドホールディングス(株) 経営企画課 TEL.03-6741-5505 [E-mail.kouhou@francebed.jp](mailto:kouhou@francebed.jp)

●読者からのお問い合わせ:

フランスベッド(株) TEL. :0120-083-413※

※固定電話の場合:最寄りの営業所につながります ※携帯電話の場合:地域の代表営業所につながります

※ニュースリリースに記載の情報は、配信時点の内容に基づいております。予告なく内容の変更や展開終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。