

2025 年 5 月 23 日

報道関係各位

25 cmの大きな前輪で歩行が安定、抑速ブレーキ付きで安心・快適な歩行をサポート

ネ オ アルファ
歩行車「スマートウォーカーNeo α」の販売およびレンタルを開始

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、歩行時の安定性を高める 25cmの大きな前輪と、下り坂などで速度を抑える抑速ブレーキを備えた歩行車「スマートウォーカーNeo α」の販売および介護・一般レンタルを、2025 年 5 月 23 日(金)より開始いたします。



スマートウォーカーNeo α (左:ホワイト、右:ダスティピンク)

年齢を重ねると筋肉量が減少し、歩行や身体を動かす機能が衰えるため、活動量が低下しやすくなります。その結果、活動範囲が狭まり、社会交流の機会も減少しがちです。自分の足で歩くことは、健康維持だけでなく社会的なつながりや自尊心の向上にも重要です。本製品は、高齢者が安心して自分の足で歩き続けられるよう、日常のサポートを目的としています。

<歩行車「スマートウォーカーNeo α」の特長>

1. 前輪に 25 cmの大きな車輪※¹ のティッピングバー※²を採用することで、段差でも安心して走行可能
2. 歩行の休憩時に座ることが可能で、座面は買い物時に買い物カゴが載せられる設計
3. 買ったものを入れられるバッグが付属(積載荷重 5kg)しており、買い物など外出を快適に
4. ご利用者に合わせて、簡単に 5 段階のハンドルの高さ調整が可能で、どなたでも無理なく使用ができる
5. 坂道などを下る時も急加速時に自動ブレーキが働く、抑速ブレーキ搭載で安全な走行

※¹ 一般的な歩行車の車輪は 15～18 cm

※² 後ろに傾けて段差を乗り越える際に使う、足元に取り付けられた補助バー

歩行車や歩行器は、自身の足で歩くことに不安を感じる高齢者の活動範囲を広げ、心身ともに健康な生活を送る上で重要な役割をもちます。「スマートウォーカーNeo α」は、「歩行の安定」と「外出や買い物の楽しさ」を両立することで、高齢者の QOL(生活の質)を高め、自立した日常生活をサポートいたします。

歩行者「スマートウォーカーNeo α」に関する概要は下記の通りです。

歩行者「スマートウォーカーNeo α」商品概要



【仕様・価格】

サイズ	全体	幅 56(折りたたみ時:32)×奥行 76cm
	ハンドル高	76～86 cm (5段階)
	座面	幅約 38×奥行 23×高さ 46 cm
重量		約 9.4kg
使用者最大体重		100kg
バッグ積載荷量		最大 5kg
価格 (税込)	月額レンタル料	4,500 円(税込)/月
	介護保険 利用者負担 1 割	450 円(税込)/月
	介護保険 利用者負担 2 割	900 円(税込)/月
	販売価格	119,900 円(税込)(本体価格: 109,000 円)
TAIS コード		00200-001057

【販売・レンタル開始時期】 2025 年 5 月 23 日(金)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関するお問い合わせ先】 0120-083-413

参考) 抑速ブレーキが付いていない「スマートウォーカーNeo」も展開しております。

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画部 広報課 TEL: 03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413※
※固定電話の場合最寄りの福祉用具貸与・販売事業所につながります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります。