

2021年3月19日

報道関係各位

利用者・介護者の細かなニーズに対応

介護用電動ベッド3種の「新手元スイッチ」を開発

軽い力で操作可能な“レバー式”や“突起付きボタン”に変更し利便性を向上

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では介護用電動ベッドの手元スイッチを改良し、より利便性を高めた新たな手元スイッチの販売および介護・一般レンタルを開始いたしました。

フランスベッドは利用者と介護者双方のニーズに応える高付加価値の介護用電動ベッドを展開しています。ご利用いただく中で、電動ベッドを動かすための手元スイッチについて、「よく使うボタンだけのシンプルなスイッチが欲しい」や「力がなくても押せるスイッチが欲しい」など、細かなニーズを収集してまいりました。そこで、利用者・介護者のニーズに応えた新たな手元スイッチを開発いたしました。

新手元スイッチ3種 商品概要

●離床支援マルチポジションベッド

「離床支援マルチポジションベッド」は寝姿勢から立ち上がり姿勢まで4つのポジションに変形し、利用者の自立支援や介護者の負担軽減を実現する介護用電動ベッドです。今回、本ベッドの特長である各ポジションへの変形機能のみのスイッチを開発し、より軽い力で操作可能なソフトレバータイプを採用しました(図1)。また、手に持たなくても操作ができるよう、手すり(くるとサポート)に取り付けられるタイプのスイッチも展開いたします(図2)。



図1



図2



フランスベッドホールディングス株式会社

●マルチフィットベッド

「マルチフィットベッド」は利用者の身長やお部屋の大きさに合わせてベッドサイズを調整可能な介護用電動ベッドです。今回「MFB-920」では、平らな押しボタンから突起付きボタン(図3)に変更し、視力が弱い方でも簡単に操作ができるようになりました。更に、脚上げ機能ボタンがなく、背上げ機能と昇降機能のみの操作しかできなかった4ボタンタイプに、背脚連動機能のボタンを加えることにより(図4)、背上げ時にも快適な角度が保てるようになり、前ずれや圧迫を軽減することができます。脚上げ機能付きの「MFB-930」についても、既存の8ボタンタイプを突起付きボタンに変更しました。

※従来の手元スイッチは生産終了



マルチフィットベッド



突起付きボタン

図3



内角保持機能付き背上げボタン追加

(4ボタン)

(6ボタン)

図4

●フローアベッド

「フローアベッド」は床高11cmまで降下させることができ、転落時のリスク軽減を図るベッドです。従来は2つのスイッチを使用しなければ床高11cmまで降下できませんでしたが、音で安全を確認しながら一つの手元スイッチ(図5)だけで最低床高まで降下できるように変更され、利用者自身でも操作できるようになりました。

※従来の手元スイッチは生産終了



フローアベッド

フローアポジションボタン付きスイッチ



フローアポジションボタン

最低点の床高11cmまで1ボタンで降下

(3M用)

(2M用)

図5

【仕様・価格】

＜離床支援マルチポジションベッド＞

	離床支援 マルチポジションベッド 固定脚 ソフトレバースイッチ付	離床支援 マルチポジションベッド キャスター脚 ソフトレバースイッチ付	くるっとサポートスイッチ (オプション)	
月額レンタル価格	16,500 円(非課税)	18,140 円(税込)	500 円(非課税)	540 円(税込)
介護保険 利用者負担1割	1,650 円(非課税)	1,814 円(税込)	50 円(非課税)	54 円(税込)
介護保険 利用者負担2割	3,300 円(非課税)	3,628 円(税込)	100 円(非課税)	108 円(税込)
販売価格	898,000 円(非課税)	1,009,800 円(税込)	18,000 円(非課税)	19,800 円(税込)
TAISコード	00200-000800	00200-000799	00200-000830	00200-000830

ベッドレンタルの場合は従来の手元スイッチとソフトレバースイッチが付属

ベッド販売の場合は従来の手元スイッチのみ付属、ソフトレバースイッチは別売り[販売価格:19,800円(税込)]

<マルチフィットベッド>

	MFB-920 4ボタン (背上げ・昇降機能)	MFB-920 6ボタン (背上げ・昇降・背脚連動機能)	MFB-930 8ボタン (背上げ・脚上げ・昇降・ 背脚連動機能)
月額レンタル価格	10,000円(非課税)/ 11,000円(税込)	10,500円(非課税)/ 11,540円(税込)	13,000円(非課税)/ 14,300円(税込)
介護保険 利用者負担1割	1,000円(非課税)/ 1,100円(税込)	1,050円(非課税)/ 1,154円(税込)	1,300円(非課税)/ 1,430円(税込)
介護保険 利用者負担2割	2,000円(非課税)/ 2,200円(税込)	2,100円(非課税)/ 2,308円(税込)	2,600円(非課税)/ 2,860円(税込)
販売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
TAISコード	00200-000775、00200-000789 00200-000776、00200-000790	00200-000831、00200-000832 00200-000833、00200-000834	00200-000766、00200-000791 00200-000767、00200-000792

<フロアーベッド>

	フロアーポジションボタン付きスイッチ 3M (背上げ・脚上げ・昇降・背脚連動機能)	フロアーポジションボタン付きスイッチ 2M (背上げ・脚上げ機能)
月額レンタル価格	14,660円(税込)	12,620円(税込)
介護保険 利用者負担1割	1,466円(税込)	1,262円(税込)
介護保険 利用者負担2割	2,932円(税込)	2,524円(税込)
販売価格	オープン価格	オープン価格
TAISコード	00200-000714	00200-000769、00200-000764(ショート)

【発売日・レンタル開始日】

- ・<離床支援マルチポジションベッド> MPB ソフトレバースイッチ 2021年1月20日(水)
- ・<離床支援マルチポジションベッド> くるっとサポートスイッチ 2021年3月19日(金)
- ・<マルチフィットベッド> MFB-920 6ボタン 2021年1月20日(水)
- ・<マルチフィットベッド> MFB-930 8ボタン 2021年1月20日(水)
- ・<フロアーベッド> フロアーポジションボタン付きスイッチ 2020年9月23日(水)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、
全国の介護ショップ、全国の家具販売店、EC サイトなど

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL: 0120-083-413※
※固定電話の場合: 最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合: 地域の代表営業所に繋がります